



HMI[®] UNI S/HMI[®] УНИ S

01/2014

ТЕЧЕН ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ И ПОЧИСТВАЩ КОНЦЕНТРАТ

Идентификация на продукта/Продуктов номер/Код в HMI 39.

СЪСТАВ:

Активно вещество:
Алкил диметил бензил амониев хлорид;
НПАВ,
Парфюмна композиция,
Оцветител.

ВИД НА БИОЦИД А:

Прозрачна червена течност.
Стабилен при съхранение.
pH на концентрата – 4–5.
pH на 1% разтвор – 6,5–7,5.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

HMI[®] UNI S/HMI[®] УНИ S е с бактерицидно, фунгицидно (*C. albicans*) и вирусцидно действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Дезинфекция и почистване на различни видове миещи се повърхности (стени, подове, плотове и др. в кабинети, болнични стаи, коридори, фойайета, общи помещения, чакални и др.) в здравни и лечебни заведения (детски отделения, отделения за алергично болни, неонатологични отделения, операционни зали, реанимационни зали и др. рискови отделения), детски ясли, детски градини, училища, хотели, социални домове, обществени и административни сгради, заведения за обществено хранене, обекти за производство и търговия с храни, в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната и козметичната промишленост.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Дезинфекция на повърхности:

За повърхности с нисък инфекциозен риск – 0,25% разтвор с време на въздействие 60 минути чрез забърсване; 0,5% разтвор с време на въздействие 30 минути чрез забърсване.

За повърхности с висок инфекциозен риск – 0,75% разтвор с време на въздействие 30 минути чрез забърсване.

Разходна норма: чрез забърсване – 40 ml работен разтвор/m². За повърхности с нисък инфекциозен риск 10 ml биоцид/100 m²; за повърхности с висок инфекциозен риск 30 ml биоцид/100 m².

Данни за възможни нежелани преки или косвени странични ефекти: биоцидът като концентрат е класифициран като корозивен. Дразни очите и кожата.

Мерки за оказване на първа помощ и антидот, когато има такъв: при контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с вода. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. При поглъщане, като **антидот** да се приеме белтъчна вода (4 яйчни белтъка в ½ литър вода), а при невъзможност да се осигури антидот да се пие много вода и да се потърси незабавно медицинска помощ или съвет.



HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.

Велико Търново 5000, ул. „Н. Габровски“ 81А, П.к. 369
тел./факс +359/62/622429; тел. +359/62/634609; +359/887/ 835779;
e-mail: head_office@hmi-company.com; www.hmi-company.com



Certified Company

Указания за безопасно обезвреждане на биоцида и опаковката му: излишъкът от биоцида като концентрат да не се излива в канализацията, а да се използва само по предназначение. Третирането на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да протича в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда, на закона за управление на отпадъците и на местните законови разпоредби. Да не се допуска разпространение на разсипания материал и попадане във водите, почвата и канализацията.

Време на въздействие и интервала от време, който трябва да се спазва между:

- а) отделните приложения на биоцида: няма ограничения;
- б) приложението на биоцида и употребата на третираните продукти: след изтичане на експозиционното време;
- в) употребата на биоцида и достъпа на хора или животни до третираните зони, като се посочват и средства и мерки за обезвреждане, продължителността на проветряване на тези зони и указания за почистване на оборудването: няма приложение.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхраняване, включително средства за колективна и лична защита, противопожарни мерки, покриване на мебелировката или оборудването, отстраняване на храни за хора и животни и указания за предотвратяване експозицията на животни:

- предпазни мерки при употреба: да не се разпръсква като аерозол; да се ползват гумени ръкавици и работно облекло;
- транспорт: в закрити превозни средства; за транспортиращите не се изискват специфични средства за защита;
- съхраняване: в затворени оригинални опаковки, на прохладно и проветриво място, защитени от топлина и слънчева светлина.

Данни за специфични опасности за околната среда, включително за защитата на организми, които не са обект на предлаганата употреба, и предотвратяване замърсяването на водите: продуктът не е вреден за околната среда. Да не се допуска изпускане на биоцида като концентрат в околната среда.

ОПАКОВКА: Туба – 10 kg; 5 kg
Бутилка – 1 kg

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години



HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.

Велико Търново 5000, ул. „Н. Габровски“ 81А, П.к. 369
тел./факс +359/62/622429; тел. +359/62/634609; +359/887/ 835779;
e-mail: head_office@hmi-company.com; www.hmi-company.com

